



AESCULAP® STRUMENTI CHIRURGICI PER MEDICINA VETERINARIA

INDICE

MANICI E LAME DA BISTURI	4
APPLICAZIONE E RIMOZIONE SUTURE E PUNTI METALLICI	5
FORBICI	6
PORTAGHI	10
PINZE DA DISSEZIONE	12
PINZE EMOSTATICHE	14
PINZE INTESTINALI E FISSATELI	16
RETRATTORI E DIVARICATORI AUTOSTATICI	17
KERRISON, CUCCHIAI E STRUMENTI VARI	18
SET STRUMENTARIO CHIRURGICO	20
TRAY E CONTAINER	22

UN PORTAFOGLIO COMPLETO PER LE ESIGENZE CHIRURGICHE

Questo catalogo include solo una parte dello strumentario AESCULAP®. Nel caso non trovaste qui il modello o la misura preferiti, potete richiedere il Catalogo Generale agli agenti B.Braun Vet Care o ai nostri rivenditori.

LEGENDA



I codici contraddistinti da questo simbolo si distinguono per gli inserti in carburo di tungsteno ad elevata resistenza e lunga durata d'utilizzo:

- Le forbici mantengono un'affilatura costante (anche nella parte distale delle lame)
- I portaghi garantiscono una presa ferma, ma delicata del tessuto
- Entrambi si identificano con impugnatura dorata

MANICI E LAME DA BISTURI

MANICO BISTURI #3



BB073R
125 mm



BB077R
160 mm



BB078R
225 mm

LAME DA BISTURI #3 (100pz)



BB510
N. 10



BB511
N. 11



BB512
N. 12



BB513
N. 13



BB515
N. 15



BB515-1
N. 15-1



BB515-C
N. 15-C



BB540
N. 40



BB542
N. 12D

MANICO BISTURI #4



BB084R
135 mm



BB085R
215 mm



BB080R
225 mm

LAME DA BISTURI #4 (100pz)



BB518
N. 18



BB519
N. 19



BB520
N. 20



BB521
N. 21



BB522
N. 22



BB523
N. 23



BB524
N. 24



BB525
N. 25



BB536
N. 36

APPLICAZIONE E RIMOZIONE SUTURE E PUNTI METALLICI

FORBICI



AGHI DESCHAMPS



LEVAPUNTI MANIPLER®



PUNTI METALLICI

BN507R 7,5 x 1,75 mm
BN511R 11,0 x 2,0 mm
BN512R 12,0 x 2,5 mm
BN515R 14,0 x 3,0 mm
BN516R 16,0 x 3,0 mm
BN518R 18,0 x 3,0 mm
BN520R 20,0 x 3,0 mm

BN750R
125 mm



FORBICI

METZENBAUM



Baby-Metzenbaum




BC600R
145 mm



BC603R
145 mm




Baby-Metzenbaum sottile con inserti in TC




BC258R
145 mm



BC259R
145 mm



Standard



BC601R
145 mm




BC602R
180 mm




BC605R
145 mm




BC606R
180 mm



Con inserti in TC



BC260R
145 mm



BC262R
180 mm




BC261R
145 mm



BC263R
180 mm

FORBICI

MAYO



Standard



BC544R
140 mm



BC545R
155 mm



BC547R
170mm



BC554R
140 mm



BC555R
155 mm



BC557R
170 mm



Con inserti in TC



BC242R
170 mm



BC243R
170 mm



MAYO-STILLE



Standard



BC570R
140 mm



BC572R
170 mm



BC573R
140 mm



BC575R
170 mm



FORBICI

CHIRURGICHE STANDARD



Con punte smusse



BC313R
130 mm



BC314R
145 mm



Con punta smussa e acuta



BC321R
115 mm



BC323R
130 mm



BC324R
145 mm



BC421R
115 mm



BC423R
130 mm



BC424R
145 mm

COOPER



Con punte smusse








BC413R
130 mm





BC414R
145 mm

FORBICI



STEVENS			
 Delicate con punte smusse		BC010R 115 mm	
		 BC011R 115 mm	
REYNOLDS			
 Delicate		BC180R 145 mm	
		 BC181R 175 mm	
LEXER			
 Sottili		BC590R 165 mm	
		 BC591R 165 mm	
 Sottili con inserti in TC		 BC283R 165 mm	
FORBICI PER BENDAGGI			
 Milleusi	BC881R 180 mm		 Lister
	BC861R 140 mm		

PORTAGHI



HEGAR-MAYO



HEGAR-OLSEN




MATHIEU



PORTAGHI


CRILE-WOOD (morso di lunghezza ridotta)



HALSEY (morso delicato)




DE BAKEY (morso molto delicato)







PINZE DA DISSEZIONE



PINZE ANATOMICHE

 Standard		BD043R 115 mm
		BD045R 130 mm
		BD047R 145 mm
		BD049R 160 mm
 Media larghezza, curva		BD035R 130 mm
		BD037R 140 mm
 Delicata		BD217R 155 mm

CHIRURGICHE (1 X 2 denti)

 Standard		BD555R 130 mm
		BD557R 145 mm
		BD559R 160 mm
 Media larghezza		BD535R 130 mm
		BD537R 145 mm
		BD539R 160 mm

CHIRURGICHE (2 X 3 denti)

		BD575R
		130 mm
		BD577R
		145 mm
		BD579R
		160 mm
Standard		

PINZE DA DISSEZIONE


ADSON / ADSON-BROWN




BD222R
ADSON,
120 mm



Pinza per cute



BD700R
ADSON-BROWN,
120 mm



BD511R
ADSON,
120 mm



Pinza delicata



BD522R
ADSON,
180 mm

DE BAKEY



1,5 mm

FB411R
150 mm



2 mm


FB400R
150 mm




2 mm

FB402R
200 mm

RUSSIAN



BD755R
150 mm



BD760R
200 mm

LUCAE




BD878R
140 mm



BD879R
140 mm

PINZE EMOSTATICHE

BABY-MOSQUITO



BH104R
100 mm



BH105R
100 mm

HALSTED



BH108R
125 mm



BH109R
125 mm



BH118R
125 mm



BH119R
125 mm



BH110R
125 mm



BH111R
125 mm



BH120R
125 mm



BH121R
125 mm

KOCHER



BH614R
140 mm



BH615R
140 mm



BH642R
160 mm



BH643R
160 mm

PINZE EMOSTATICHE

PEAN



BH422R
130 mm



BH424R
140 mm



BH425R
140 mm

ROCHESTER-PEAN



BH442R
160 mm



BH444R
185 mm



BH446R
200 mm



BH443R
160 mm



BH445R
185 mm



BH447R
200 mm

KELLY



BH134R
140 mm



BH135R
140 mm

LERICHE



BH160R
150 mm



BH161R
150 mm



BH170R
150 mm



BH171R
150 mm

PINZE INTESTINALI E FISSATELI


ALLIS



EA012R
4 x 5 denti
130 mm

EA016R
5 x 6 denti
155 mm

BABY-DOYEN



Morso elastico




EA120R
165 mm



EA121R
165 mm

BABY-KOCHER



Morso molto elastico



EA116R
135 mm



EA117R
135 mm

HARTMANN



Morso morbido ed elastico



EA124R
200 mm



EA125R
200 mm

PINZE FISSATELI



Backhaus

BF431R
90 mm

BF432R
110 mm

BF433R
135 mm



Schaedel

BF410R
85 mm

BF411R
85 mm

RETRATTORI E DIVARICATORI AUTOSTATICI

CRILE



BT012R
110 mm

SENN-MILLER



BT008R
punte acute,
165 mm

KOCHER



BT272R
15,5 x 9 mm



BT273R
15,5 x 14 mm

LANGENBECK



BT354R
25 x 6 mm



BT356R
35 x 8 mm



BT357R
35 x 11 mm




BT358R
35 x 15 mm

DIVARICATORI AUTOSTATICI



BV998R
DE BAKY, 100 mm



BV999R
DE BAKY, 145 mm




VB143R
GELPI, 88 mm




BV996R
GELPI, 135 mm

FINOCHIETTO



A: 70 mm
B: 100 mm
C: 12 x 15 mm

FC040R



A: 100 mm
B: 143 mm
C: 28 x 30 mm


FC041R

KERRISON, CUCCHIAI E STRUMENTI VARI

LAMINOTOMI KERRISON



Lunghezza	Larghezza	Standard	Sottile
180 mm	1,0 mm	FF715R	FF771R
	1,5 mm	FF638R	FF645R
	2,0 mm	FF717R	FF772R
200 mm	1,0 mm	FF691R	FF661R
	1,5 mm	FF649R	FF658R
	2,0 mm	FF737R	FF662R



Lunghezza	Larghezza	Standard con espulsore	Sottile con espulsore
180 mm	1,0 mm	FK900R	FK906R
	1,5 mm	FK911R	FK923R
	2,0 mm	FK901R	FK907R
200 mm	1,0 mm	FK960R	FK961R
	1,5 mm	FK966R	FK968R
	2,0 mm	FK913R	FK962R

CUCCHIAI TAGLIENTI



Volkman



FK630R
FIG 0000
Ø 2,8 mm
170 mm



Ø 3 mm

Martini

Ø 2,5 mm



FK631R
FIG 000
Ø 3,6 mm
170 mm

FK800R
140 mm

UNCINO PER OVARIECTOMIA



VF225R
170 mm

KERRISON, CUCCHIAI E STRUMENTI VARI

SONDE BOTTONUTE

**BN104R**Ø 1 mm
145 mm**BN113R**Ø 1,5 mm
130 mm**BN114R**Ø 1,5 mm
145 mm**BN116R**Ø 1,5 mm
160 mm**BN118R**Ø 1,5 mm
180 mm**BN134R**Ø 2 mm
145 mm**BN136R**Ø 2 mm
160 mm**BN138R**Ø 2 mm
180 mm


Scanalata

Ø bottone 3,3 mm

**BN015R**

140 mm

SPILLA MAYO

**BF493R**

140 mm

BACINELLE ROTONDE E RENIFORMI

**JG521R**

0,06 L

JG522R

0,16 L

JG523R

0,40 L

**JG504R**

170 mm

JG506R

250 mm

JG508R

275 mm

LUBRIFICAZIONE STRUMENTARIO

**JG600R**

300ml (6pz)

**JG598R**

50 ml

Olio spray in flacone, per la cura degli strumenti prima della sterilizzazione. Fisiologicamente inerte.

Olio per strumenti, per lubrificazione cremagliere, giunti ecc. prima della sterilizzazione. Fisiologicamente inerte.

SET STRUMENTARIO CHIRURGICO

SET CHIRURGIA BASE - CODICE VF231R

Codice	Descrizione	Pezzi
BB073R	Manico per bisturi #3, 125 mm	1
BB084R	Manico per bisturi #4, 135 mm	1
BD557R	Pinza Chirurgica standard, 1 x 2 denti, 145 mm	1
BC324R	Forbice Chirurgica, retta, ac/sm, 145 mm	1
BC605R	Forbice Metzenbaum, curva, 145 mm	1
BD700R	Pinza Chirurgica Adson-Brown, 120 mm	1
BH104R	Pinza Baby Mosquito, sottile, retta, 100 mm	2
BH120R	Pinza Halsted Mosquito, sottile, retta, 1 x 2 denti, 125 mm	2
BH425R	Pinza Pean, curva, 140 mm	2
BM065R	Portaghi Mayo-Hegar, TC, 150 mm 	1
FK630R	Cucchiaio Volkmann 0000, 2,8 mm, 170 mm	1



SET PER OVARECTOMIA GATTE - CODICE VF232R

Codice	Descrizione	Pezzi
BB073R	Manico per bisturi #3, 125 mm	1
BC605R	Forbice Metzenbaum, curva, 145 mm	1
BD700R	Pinza Chirurgica Adson-Brown, 120 mm	1
BH120R	Pinza Halsted Mosquito, sottile, retta, 1 x 2 denti, 125 mm	2
BM065R	Portaghi Mayo-Hegar, TC, 150 mm 	1
VF225R	Uncino per ovariectomia, 170 mm	1



SET STRUMENTARIO CHIRURGICO

SET CHIRURGIA DEI TESSUTI MOLLI - CODICE VF230R

Codice	Descrizione	Pezzi
BB073R	Manico per bisturi #3, 125 mm	1
BB084R	Manico per bisturi #4, 135 mm	1
BC011R	Forbice Stevens da dissezione, curva, sm/sm, 115 mm	1
BC324R	Forbice Chirurgica, retta, ac/sm, 145 mm	1
BC605R	Forbice Metzenbaum, curva, 145 mm	1
BD511R	Pinza Chirurgica Adson, sottile, 1 x 2 denti, 120 mm	1
BD557R	Pinza Chirurgica standard, 1 x 2 denti, 145 mm	1
BD700R	Pinza Chirurgica Adson-Brown, 120 mm	1
BF431R	Pinza Backhaus fissateli, 90 mm	5
BH104R	Pinza Baby Mosquito, sottile, retta, 100 mm	2
BH120R	Pinza Halsted Mosquito, sottile, retta, 1 x 2 denti, 125 mm	2
BH425R	Pinza Pean, curva, 140 mm	2
BM065R	Portaghi Mayo-Hegar, TC, 150 mm 	1
BM806R	Ago Deschamps, smusso, 215 mm	1
BT008R	Divaricatore Senn-Miller, acuto, 8 x 7/18 x 5,5 mm	1
BV074R	Divaricatore Weitlaner, 3 x 4 denti, smusso, 130 mm	1
EA016R	Pinza Intestinale Allis, 5 x 6 denti, 155 mm	1
FK321R	Elevatore curvo, estremità tonda, 6,0 mm, 190 mm	1
FK630R	Cucchiaio Volkmann 0000, 2,8 mm, 170 mm	1
VF225R	Uncino per ovariectomia, 170 mm	1



TRAY E CONTAINER

TRAY



JG381R

273 x 176 x 30 mm
INSERIBILE NEI CONTAINER JN092-JN094-JN096



JG285R

273 x 176 x 60 mm
INSERIBILE NEI CONTAINER JN094 - JN096



JG393

158 x 33 mm
TRAVERSINA 13 SPAZI
AUTOCLAVABILE

MINI-CONTAINER



JN092

312 x 190 x 46 mm



JN094

312 x 190 x 65 mm



JN096

312 x 190 x 130 mm



JK091

FILTRO PERMANENTE
IN PTFE 1.000 CICLI
(2 pz)

CONTAINER



JK340

300 x 274 x 90 mm




JK342

300 x 274 x 135 mm



JK090


FILTRO PERMANENTE IN PTFE
1.000 CICLI (10 pz)




JK385
rosso



JK386
blu



JK387
verde



JK388
oro



JK389
argento

INDICE ALFABETICO

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
783101	5	BC547R	7	BH108R	14	BM749R	5	FF715R	18
783102	5	BC554R	7	BH109R	14	BM780R	5	FF717R	18
BB073R	4	BC555R	7	BH110R	14	BM781R	5	FF737R	18
BB077R	4	BC557R	7	BH111R	14	BN015R	19	FF771R	18
BB078R	4	BC570R	7	BH118R	14	BN104R	19	FF772R	18
BB080R	4	BC572R	7	BH119R	14	BN113R	19	FK630R	18
BB084R	4	BC573R	7	BH120R	14	BN114R	19	FK631R	18
BB085R	4	BC575R	7	BH121R	14	BN116R	19	FK800R	18
BB510	4	BC590R	9	BH134R	15	BN118R	19	FK900R	18
BB511	4	BC591R	9	BH135R	15	BN134R	19	FK901R	18
BB512	4	BC600R	6	BH160R	15	BN136R	19	FK906R	18
BB513	4	BC601R	6	BH161R	15	BN138R	19	FK907R	18
BB515	4	BC602R	6	BH170R	15	BN507R	5	FK911R	18
BB515-1	4	BC603R	6	BH171R	15	BN511R	5	FK913R	18
BB515-C	4	BC605R	6	BH422R	15	BN512R	5	FK923R	18
BB518	4	BC606R	6	BH424R	15	BN515R	5	FK960R	18
BB519	4	BC801R	5	BH425R	15	BN516R	5	FK961R	18
BB520	4	BC802R	5	BH442R	15	BN518R	5	FK962R	18
BB521	4	BC861R	9	BH443R	15	BN520R	5	FK966R	18
BB522	4	BC881R	9	BH444R	15	BN750R	5	FK968R	18
BB523	4	BD035R	12	BH445R	15	BT008R	17	JG285R	22
BB524	4	BD037R	12	BH446R	15	BT012R	17	JG381R	22
BB525	4	BD043R	12	BH447R	15	BT272R	17	JG393	22
BB536	4	BD045R	12	BH614R	14	BT273R	17	JG504R	19
BB540	4	BD047R	12	BH615R	14	BT354R	17	JG506R	19
BB542	4	BD049R	12	BH642R	14	BT356R	17	JG508R	19
BC010R	9	BD217R	12	BH643R	14	BT357R	17	JG521R	19
BC011R	9	BD222R	13	BM016R	11	BT358R	17	JG522R	19
BC180R	9	BD511R	13	BM017R	11	BV996R	17	JG523R	19
BC181R	9	BD522R	13	BM019R	11	BV998R	17	JG598	19
BC242R	7	BD535R	12	BM032R	11	BV999R	17	JG600	19
BC243R	7	BD537R	12	BM035R	11	EA012R	16	JK090	22
BC258R	6	BD539R	12	BM065R	10	EA016R	16	JK091	22
BC259R	6	BD555R	12	BM066R	10	EA025R	16	JK340	22
BC260R	1	BD557R	12	BM067R	10	EA116R	16	JK342	22
BC261R	6	BD559R	12	BM124R	10	EA117R	16	JK385	22
BC262R	6	BD575R	12	BM128R	10	EA120R	16	JK386	22
BC263R	6	BD577R	12	BM149R	10	EA121R	16	JK387	22
BC283R	9	BD579R	12	BM151R	10	EA124R	16	JK388	22
BC294W	5	BD700R	13	BM154R	10	EA125R	16	JK389	22
BC313R	8	BD755R	13	BM205R	11	FB400R	13	JN092	22
BC314R	8	BD760R	13	BM215R	11	FB402R	13	JN094	22
BC321R	8	BD878R	13	BM220R	11	FB411R	13	JN096	22
BC323R	8	BD880R	13	BM235R	10	FC040A	17	VB143R	17
BC324R	8	BF410R	16	BM236R	10	FC041A	17	VF225R	18
BC413R	8	BF411R	16	BM237R	10	FF638R	18	VF230R	21
BC414R	8	BF431R	16	BM290R	10	FF645R	18	VF231R	20
BC421R	8	BF432R	16	BM291R	10	FF649R	18	VF232R	20
BC423R	8	BF433R	16	BM360R	10	FF658R	18		
BC424R	8	BF493R	19	BM361R	10	FF661R	18		
BC544R	7	BH104R	14	BM362R	10	FF662R	18		
BC545R	7	BH105R	14	BM748R	5	FF691R	18		

AESCULAP® – a B. Braun brand



B. Braun Milano S.p.A. | Via Vincenzo da Seregno, 14 | 20161 Milano

Tel. 02 662181 | Fax 02 66218.357 | www.bbraun-vetcare.com

Aesculap® è un marchio B. Braun

Il marchio Aesculap è di proprietà della Aesculap AG. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Questo catalogo viene utilizzato unicamente a scopo promozionale.

È vietato riprodurre in parte o per intero il contenuto.

Pubblicazione riservata ai Sigg. Medici Veterinari.